

## Duo-Flasche 500 ML pH neutral PLUM 4801



### Produktmerkmale:

Referenz: 32981  
EAN13: -

### 500ml DUO-Flasche PH NEUTRAL PLUM 4801

Die Lösung pH Neutral (4,9 % Phosphatpuffer) zur Neutralisierung von sauren und alkalischen Produkten wurde für eine optimale erste Augenpflege entwickelt, wenn Verunreinigungen, Staub, Holzspäne oder Eisenspäne in die Augen gelangen. Sie spült Fremdkörper wirksam aus und bietet gleichzeitig eine neutralisierende Lösung. Die Plum-Augenspülung bietet einen umfassenden Schutz für Ihre Augen bei alltäglichen oder industriellen Vorfällen.

### Merkmale :

- **Sterile Lösung:** pH Neutral (4,9 % Phosphatpuffer) zur Neutralisierung von sauren und alkalischen Produkten
- **DUO-Flaschen:** Ermöglicht die gleichzeitige Spülung beider Augen, ideal für eine schnelle und wirksame Behandlung.
- **Ergonomische Augenmuscheln:** Sorgen für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss und gewährleisten so eine gründliche Spülung.
- **Praktisches Design:** Schnelles Öffnen der Flaschen mit einer einzigen Handbewegung, was die Verwendung in Notfällen erleichtert.
- **Einmalgebrauch:** Die Flaschen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und können nicht wiederverwendet werden.
- **CE-Kennzeichnung:** Entspricht den europäischen Sicherheits- und Qualitätsstandards.
- **Haltbarkeit:** 3,5 Jahre.

## Vorteile und Verwendung :

- **Gleichzeitige Spülung beider Augen:** Praktisch für Personen, denen versehentlich Partikel in beide Augen gespritzt wurden.
- **Neutralisierung von Säuren und Laugen:** Mit der Plum pH Neutral-Flasche können gefährliche Chemikalien neutralisiert werden, was einen erhöhten Schutz bietet.
- **Einfache Handhabung:** Das ergonomische Design und die schnell zu öffnende Flasche sorgen für eine intuitive und schnelle Handhabung, die in Notfallsituationen entscheidend ist.
- **Vielseitig:** Ideal für den persönlichen Gebrauch oder in professionellen Augenspülstationen für risikobehaftete Umgebungen.
- **Praktisch und sicher:** Die Einwegflaschen sorgen für maximale Hygiene und verhindern das Risiko einer Kreuzkontamination.

**Wichtiger Hinweis: Plum-Lösungen eignen sich nicht für Unfälle mit Flusssäure, einem extrem ätzenden und giftigen Stoff.**

Die Plum DUO-Augenspülung ist eine wirksame und praktische Lösung für die Spülung der Augen bei Fremdkörperspritzern. Ob bei alltäglichen Vorfällen oder in einer industriellen Umgebung, sie sorgt für eine schnelle und sichere Erstversorgung der Augen. Sein intuitives Design und seine an verschiedene Situationen angepassten Lösungen (Natriumchlorid und pH-Neutralisierung) machen ihn zu einem unverzichtbaren Produkt für jeden Erste-Hilfe-Kasten für das Auge